

Dati per l'ordinazione

Transferpette® electronic

Articoli forniti:

Transferpette® electronic, DE-M identificazione, con certificato delle prestazioni, batteria ricaricabile, alimentatore, olio al silicone.



Capacità, µl (con codice colore)	Divisione µl	A* ≤ ± %		CV* ≤ %		Con alimentatore per	Codice
● 0,5 - 10	0,01	1,0	0,1	0,4	0,04	Europa (continentale)	7052 99
						UK/Irlanda	7053 09
						USA/Giappone	7053 19
						Australia	7053 29
						senza alimentatore	7053 39
● 2 - 20	0,02	1,0	0,2	0,4	0,08	Europa (continentale)	7053 00
						UK/Irlanda	7053 10
						USA/Giappone	7053 20
						Australia	7053 30
						senza alimentatore	7053 40
● 20 - 200	0,2	0,8	1,6	0,2	0,4	Europa (continentale)	7053 03
						UK/Irlanda	7053 13
						USA/Giappone	7053 23
						Australia	7053 33
						senza alimentatore	7053 43
● 100 - 1000	1,0	0,6	6	0,2	2	Europa (continentale)	7053 06
						UK/Irlanda	7053 16
						USA/Giappone	7053 26
						Australia	7053 36
						senza alimentatore	7053 46
● 500 - 5000	5,0	0,6	30	0,2	10	Europa (continentale)	7053 07
						UK/Irlanda	7053 17
						USA/Giappone	7053 27
						Australia	7053 37
						senza alimentatore	7053 47

* Calibrate per scolamento (Ex). I limiti di errore sono riferiti al volume nominale impresso sull'apparecchio (= volume massimo) con apparecchio, ambiente e acqua distillata alla stessa temperatura (20 °C) e manovra uniforme e senza scosse. I limiti di errore sono nettamente inferiori a quelli previsti dalla norma DIN EN ISO 8655-2. DE-M identificazione. A = accuratezza CV = coefficiente di variazione

Accessori

(Altre accessori e parti di ricambio sono elencati nel libretto di istruzioni.)

Supporto a tre posti per Transferpette® electronic (fino a 1000 µl)

Confezione da 1.

Per Transferpette® electronic con alimentatore per	Codice
Europa (continentale) (230V/50Hz)	7053 90
UK/Irlanda (230V/50Hz)	7053 91
USA/Giappone (110V/50-60Hz)	7053 92
Australia (240V/50Hz)	7053 93



Filtro per Transferpette® pipette monocanale 0,5 - 5 ml, vedere a pagina 57.

Supporto singolo per Transferpette® electronic

Adatto anche per i modelli di pipette corrispondenti Transferpette® e Transferpette® S. Confezione da 1.

Per Transferpette® electronic	Codice
fino a 1000 µl	7053 85
500-5000 µl	7053 86

