



BIOGENERICA S.R.L.

Via Pescara 7 Int. 23 - 95030 Mascali (CT) - Italia
Tel. +39 095914678 - Fax +39 0952246205 - info@biogenerica.it
www.biogenerica.it



Transferpette®-12 electronic

Capacità, µl (con codice colore)	Divisione µl	A* ≤ ± % µl	CV* ≤ % µl	Con alimentatore per	Codice
● 0,5 - 10	0,01	1,2 0,12	0,8 0,08	Europa (continentale)	7054 49
				UK/Irlanda	7054 59
				USA/Giappone	7054 69
				Australia	7054 79
● 1 - 20	0,02	1,0 0,2	0,5 0,1	Europa (continentale)	7054 50
				UK/Irlanda	7054 60
				USA/Giappone	7054 70
				Australia	7054 80
● 5 - 100	0,1	0,8 0,8	0,25 0,25	Europa (continentale)	7054 53
				UK/Irlanda	7054 63
				USA/Giappone	7054 73
				Australia	7054 83
● 10 - 200	0,2	0,8 1,6	0,25 0,5	Europa (continentale)	7054 54
				UK/Irlanda	7054 64
				USA/Giappone	7054 74
				Australia	7054 84
● 15 - 300	0,5	0,6 1,8	0,25 0,75	Europa (continentale)	7054 56
				UK/Irlanda	7054 66
				USA/Giappone	7054 76
				Australia	7054 86



* Calibrate per scolamento (Ex). I limiti di errore sono riferiti al volume nominale impresso sull'apparecchio (= volume massimo) con apparecchio, ambiente e acqua distillata alla stessa temperatura (20 °C) e manovra uniforme e senza scosse. I limiti di errore sono nettamente inferiori a quelli previsti dalla norma DIN EN ISO 8655-2. DE-M identificazione.
A = accuratezza CV = coefficiente di variazione

Accessori

(Altre accessori e parti di ricambio sono elencati nel libretto di istruzioni.)



Contenitore per reattivi

PP, elevata trasparenza.
Capacità 60 ml. Sterilizzabile in autoclave (121 °C).

Non sterile, con coperchio.
Confezione da 10.

Codice 7034 59

Sterile, senza coperchio, confezione singola.
Confezione da 100.

Codice 7034 11

Sterile, senza coperchio, sacchetti da 5 pezzi.
Confezione da 200.

Codice 7034 09