

Dati per l'ordinazione

Articoli forniti:


Transferpette®-8/-12 electronic, DE-M identificazione, con certificato delle prestazioni, batteria ricaricabile, alimentatore, supporto per lo strumento, TipBox, set di ricambio, contenitore per reattivi, attrezzo di montaggio, olio al silicone e 1 set extra di guarnizione in FKM.



Transferpette®-8 electronic

Capacità, µl (con codice colore)	Divisione µl	A* ≤ ± % µl	CV* ≤ % µl	Con alimentatore per	Codice
● 0,5 - 10	0,01	1,2 0,12	0,8 0,08	Europa (continentale)	7053 99
				UK/Irlanda	7054 09
				USA/Giappone	7054 19
				Australia	7054 29
● 1 - 20	0,02	1,0 0,2	0,5 0,1	Europa (continentale)	7054 00
				UK/Irlanda	7054 10
				USA/Giappone	7054 20
				Australia	7054 30
● 5 - 100	0,1	0,8 0,8	0,25 0,25	Europa (continentale)	7054 03
				UK/Irlanda	7054 13
				USA/Giappone	7054 23
				Australia	7054 33
● 10 - 200	0,2	0,8 1,6	0,25 0,5	Europa (continentale)	7054 04
				UK/Irlanda	7054 14
				USA/Giappone	7054 24
				Australia	7054 34
● 15 - 300	0,5	0,6 1,8	0,25 0,75	Europa (continentale)	7054 06
				UK/Irlanda	7054 16
				USA/Giappone	7054 26
				Australia	7054 36

* Calibrate per scolamento (Ex). I limiti di errore sono riferiti al volume nominale impresso sull'apparecchio (= volume massimo) con apparecchio, ambiente e acqua distillata alla stessa temperatura (20 °C) e manovra uniforme e senza scosse. I limiti di errore sono nettamente inferiori a quelli previsti dalla norma DIN EN ISO 8655-2. DE-M identificazione. A = accuratezza CV = coefficiente di variazione

Nota!  In caso di ordinazione dello strumento con certificato di calibrazione DAkkS, inserire la sigla 'DAkkS' prima del codice, ad es. DAkkS 7053 99.

BRAND offre anche un servizio calibrazione presso i propri stabilimenti (per maggiori informazioni vedere a pagina 326).



BIOGENERICA S.R.L.

Via Pescara 7 Int. 23 - 95030 Mascali (CT) - Italia
Tel. +39 095914678 - Fax +39 0952246205 - info@biogenerica.it
www.biogenerica.it